

ottobock.

Gamme sport.

Pour tous, partout, tout le temps.





“

Le sport fait partie de l'ADN du groupe Ottobock. En partenariat avec le Comité International Paralympique, nous sommes « Supporteur Officiel » des Jeux Paralympiques depuis 1988.

”



Repousser les limites du possible.

Le sport n'est pas seulement une activité physique : c'est l'expression même de la liberté et de la détermination. Au sein du groupe Ottobock c'est notre conviction. Depuis des décennies, nous transformons l'innovation technologique en victoires personnelles, que ce soit sur la piste, sur un terrain de sport ou lors d'un simple footing en forêt.

OTTOBOCK IS PERFORMANCE

Le sport fait partie de l'ADN du groupe Ottobock. En partenariat avec le Comité International Paralympique, nous sommes « **Supporteur Officiel** » des Jeux Paralympiques depuis 1988. Mais notre mission va au-delà de la médaille : nous mettons la même expertise et la même rigueur technique au service de chaque utilisateur, pour que le mouvement ne rencontre plus aucun obstacle.

OTTOBOCK IS CARE

Chaque foulée, chaque accélération, chaque respiration compte. Nos solutions sont personnalisées et pensées pour chaque utilisateur, aussi bien pour les débutants que pour les athlètes confirmés. Au delà de la performance, le sport contribue au bien-être, à la confiance en soi et à l'autonomie au quotidien. Chez Ottobock, nous croyons que chaque personne doit pouvoir vivre le sport à son rythme, pour le plaisir, la santé et l'indépendance qu'il procure.

Sprinter.

Pur sport.

Destiné aux sportifs amateurs et expérimentés qui souhaitent s'adonner au sprint et aux courses de courte distance.



Performance
Énergie
Adaptabilité



BÉNÉFICES

- Restitution d'énergie élevée et propulsion lors de la course
- Adhérence optimale aux différents terrains
- Compatible avec le genou Sport 3S80 pour une utilisation transfémorale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour amputation transfémorale et transtibiale
- Lame en carbone incurvée, légère et résistante
- 2 modèles de semelle : universelle ou à pointes



Runner et Runner junior

Pur sport.

Destinés aux adultes
et enfants qui souhaitent
pratiquer la course à un niveau
débutant ou expérimenté.



Performance
Flexibilité
Adaptabilité



BÉNÉFICES

- Propulsion puissante et stabilité optimale dans les virages
- Léger et résistant, avec options de réglage du dynamisme et de la rigidité de la lame
- Adhérence optimale aux différents terrains
- Adapté aux enfants et jeunes utilisateurs
- Compatible avec le genou Sport 3S80 pour une utilisation transfémorale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- lame en carbone légère et résistante
- Adaptateur pyramidal avec rotation et translation
- 2 modèles de semelle : universelle ou à pointes



Genou Sport 3S80

Pur sport.

Destiné aux adultes
et enfants qui souhaitent
pratiquer la course à un niveau
débutant ou expérimenté.



Performance
Flexibilité
Adaptabilité



BÉNÉFICES

- Réglages personnalisés de la phase pendulaire
- Adapté aux enfants et jeunes utilisateurs
- Permet une course naturelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglages personnalisés en fonction de l'utilisateur
- Compact et robuste
- Adapté à tout type de course, du loisir à la compétition
- Verrouillage manuel



Challenger.

Place au jeu.

Destiné aux personnes qui souhaitent pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit.



Pour tout
Pour tous
Partout



BÉNÉFICES

- Absorption de chocs et forte restitution d'énergie
- Amorti du talon adapté et déroulé du pas en fonction des sports pratiqués
- Stabilité lors de la marche et en position debout
- Pour la pratique de tout type de sport



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lame profilée en carbone
- Coins talonniers interchangeables
- Lame de base en carbone
- Utilisation recommandée avec des chaussures de sport



Quickchange.

Une multitude d'options en un seul geste.

Destiné aux utilisateurs, adultes comme enfants, pour interchanger eux-mêmes les composants distaux de leur prothèse, en un seul geste.



Flexibilité
Simplicité
Confort



BÉNÉFICES

- Possibilité de changer les composants du segment tibial / fémoral en quelques secondes
- Plus de flexibilité pour passer de sa prothèse de vie quotidienne à sa prothèse de sport
- Plus de facilité à s'habiller et se déshabiller



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 options de connexion
- Verrouillage simple et rapide : une rotation suffit
- Repères d'orientation et fléchage pour déterminer aisément le sens d'ouverture et fermeture



ProCarve.

Retrouvez les sensations de la glisse.

Destiné aux personnes qui souhaitent pratiquer le ski, le snowboard ou d'autres disciplines sportives exigeant le même type de mouvements, tels que le wakeboard ou le ski nautique.



**Amorti
Robuste
Modulable**



BÉNÉFICES

- Mouvement de glisse fluide et naturel
- Permet de s'asseoir confortablement grâce au mécanisme de déverrouillage
- Pour la pratique de tout type de sport de glisse
- Réglages personnalisés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Amortissement haute performance grâce à la combinaison d'un ressort pneumatique et d'une unité hydraulique
- Utilisation du pied seul ou en combinaison avec l'articulation de genou
- Résistant à la corrosion




Freestyle Swim.

Profitez des joies de l'eau !

Destiné aux personnes souhaitant nager, ce pied permet d'accéder à l'eau en toute autonomie : une simple pression sur un bouton suffit pour activer sa fonction de nage.



Aquatique
Simplicité
Confort



BÉNÉFICES

- Spécialement conçu pour pratiquer la nage et mieux se mouvoir dans l'eau tout en ménageant ses forces
- Compatible avec l'utilisation de palmes
- Simplicité d'utilisation, passer de la marche à la nage en appuyant simplement sur un bouton



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Articulation de cheville réglable
- Inclinaison à 70° du pied prothétique
- Protection de cheville : offre une protection s
- upplémentaire contre la poussière ou le sable







Fabricant Otto Bock Healthcare.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Ottobock

4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex
Tel. 01 69 18 88 30
contact@ottobock-ortho.fr

www.ottobock.com